


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cathepsin B Rabbit Monoclonal Antibody - P07858

품목 번호: CM0003780



소개

WB, IHC-P, ELISA용 Anti-Cathepsin B Rabbit Monoclonal Antibody (P07858). 종양 침습 및 단백질 전환과 관련된 리소좀 프로테아제인 인간 Cathepsin B를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cathepsin B Rabbit mAb
비고/별칭	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
종	인간
GeneID (인간)	1508
GeneID	1508
면역원	인간 Cathepsin B (P07858)의 아미노산 27-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07858
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백