

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cathepsin D 폴리클로날 항체 - P07339

품목 번호: CM0013394



소개

인간 Cathepsin D (CTSD, CPSD)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 리소좀 단백질 분해, 알츠하이머병 및 유방암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cathepsin D Rabbit pAb
비고/별칭	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, Cathepsin D
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1509
면역원(Immunogen)	인간 Cathepsin D (NP_001900.1)의 아미노산 21-249에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P07339
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백