


Anti-Cathepsin D Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07339

품목 번호: CM0015747



소개

인간 Cathepsin D를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 Cathepsin D를 검출합니다. 단백질 분해, 알츠하이머병, 암 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cathepsin D Rabbit pAb
비고/별칭	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Cathepsin D
종	인간
GeneID (인간)	1509
GeneID	1509
면역원	재조합 단백질 - 인간 Cathepsin D (NP_001900.1)의 아미노산 65-412에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P07339
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백