


Anti-Cathepsin E (Ctse) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P14091

품목 번호: CM0025433



소개

Cathepsin E (CTSE) 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 면역 기능, 항원 처리, 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cathepsin E (CTSE) Rabbit pAb
비고/별칭	CATE; Cathepsin E (CTSE)
종	인간
유전자 ID (인간)	1510
유전자 ID	1510
면역원	아미노산 132-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (인간 Cathepsin E (CTSE) (P14091))
원천	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14091
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩