

Wb, Elisa용 항카텡신 G 토끼 단클론 항체 - P08311

품목 번호: CM0003693



소개

인간 카텡신 G에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 항미생물 활성 및 면역 세포 활성화에 관여하는 29 kDa 단백질효소를 인식합니다. 면역학 및 감염성 질환 연구용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카텡신 G 토끼 mAb
비고/별칭	CG; CATG; Cathepsin G
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	1511
유전자 ID	1511
면역원	인간 카텡신 G (NP_001902.1)의 아미노산 156-255번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08311
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩