


Wb, Elisa용 Anti-Cathepsin H Rabbit Monoclonal Antibody - P09668

품목 번호: CM0007093



소개

인간 pro-cathepsin H(UniProt P09668)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 리소좀 단백질 분해 및 시스테인 프로테아제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cathepsin H Rabbit mAb
비고/별칭	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; Cathepsin H
종	인간
유전자 ID	1512
면역원	인간 Cathepsin H(NP_004381.2)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09668
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백