

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cathepsin L 단일클론 항체 - P07711

품목 번호: CM0006462



소개

WB, IHC-P, ELISA용 Cathepsin L Rabbit mAb.
인간 Cathepsin L(38kDa)을 인식합니다. 리소좀, 항원
처리 및 바이러스 진입에서 중요한 티올
프로테아제입니다. 연구용으로만 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cathepsin L Rabbit mAb
비고/별칭	MEP; CATL; CTSL1; Cathepsin L
종	인간
GeneID	1514
면역원	재조합 단백질 인간 Cathepsin L (NP_001903.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07711
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백