

Anti-Cathepsin L/V/K/H 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P07711

품목 번호: CM0018559



소개

인간 Cathepsin L/V/K/H에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 쥐와 반응. 리소좀 분해, 항원 처리, 코로나바이러스 진입 기전 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cathepsin L/V/K/H 토끼 pAb
비고/별칭	MEP; CATL; CTS1; Cathepsin L/V/K/H
종	인간
유전자 ID (인간)	1514
유전자 ID	1514
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P07711
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백