

Wb, If/Icc, Elisa용 항-카텝신 L/V/K/H 다클론 항체 - P07711

품목 번호: CM0016372



소개

인간 카텝신 L/V/K/H에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리소좀 단백질분해, 바이러스 침입 및 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	카텝신 L/V/K/H 토끼 pAb
비고/별칭	MEP; CATL; CTSL1; 카텝신 L/V/K/H
종	인간
GeneID (인간)	1514
GeneID	1514
면역원	인간 카텝신 L/V/K/H의 아미노산 114-333에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001903.1)
생산 숙주	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07711
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백