

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cathepsin L/V/K/H Rabbit Monoclonal Antibody - P07711/O60911/P43235/P09668

품목 번호: CM0008338



### 소개

Cathepsin L/V/K/H를 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 약 38 kDa에서 밴드를 검출합니다. 단백질 분해 및 항원 처리에 관여하는 리소좀 시스테인 프로테아제입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Cathepsin L/V/K/H Rabbit mAb                                             |
| 비고/별칭       | MEP; CATL; CTSL1; Cathepsin L/V/K/H                                      |
| 종           | 인간                                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 1514                                                                     |
| 유전자 ID      | 1514/1515/1513/1512                                                      |
| 면역원         | 합성 펩타이드 - 인간 Cathepsin L/V/K/H (P07711)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원천          | 토끼                                                                       |
| 범주          | 모노클로날 항체                                                                 |
| 응용          | WB, IHC-P, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                              |
| SWISS       | P07711/O60911/P43235/P09668                                              |
| 단백질 무게      | 38kDa                                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                                     |