


Anti-Cathepsin S Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O70370

품목 번호: CM0028525



소개

마우스 및 래트에서 WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-Cathepsin S Rabbit Polyclonal Antibody. Cathepsin S는 MHC class II 항원 제시 및 가려움 신호 전달에 관여하는 리소좀성 티올 프로테아제입니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cathepsin S Rabbit pAb
비고/별칭	Cats
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	1520
GeneID	13040
면역원	마우스 Cathepsin S (NP_067256.4)의 아미노산 18-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	O70370
단백질 분자량	38 kDa
배송	아이스 팩