


Wb, If/Icc, Elisa용 양이온 비의존성 M6Pr (Igf2R) 단클론 항체 - P11717

품목 번호: CM0005116



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용되는 인간 양이온 비의존성 M6PR (IGF2R)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 리소좀 수송 및 IGF2 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	양이온 비의존성 M6PR (IGF2R) 토끼 mAb
별칭	MPRI; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
종	인간
유전자 ID	3482
면역원	합성 펩타이드: 인간 양이온 비의존성 M6PR (IGF2R) (NP_000867.3)의 아미노산 2392-2491 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11717
단백질 분자량	274 kDa
배송 방법	아이스백