


Anti-Cation-Independent M6Pr (Igf2R) 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P11717

품목 번호: CM0018199



소개

인간 Cation-independent M6PR (IGF2R, CD222)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 반응성이 입증되었습니다. 리소솜 운송 및 IGF 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cation-independent M6PR (IGF2R) Rabbit pAb
비고/별칭	MPR1; MPR1; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3482
면역원(Immunogen)	인간 Cation-independent M6PR (IGF2R) (NP_000867.2)의 아미노산 2327-2491에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P11717
단백질 분자량	274kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)