


항양이온 비의존성 M6Pr (Igf2R) 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P11717

품목 번호: CM0002801



소개

인간 양이온 비의존성 M6PR (IGF2R)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 리소솜 수송 및 IGF2 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	양이온 비의존성 M6PR (IGF2R) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MPR1; MPR1; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
종	인간
유전자ID (인간)	3482
유전자ID	3482
면역원	인간 양이온 비의존성 M6PR (IGF2R) (NP_000867.3)의 아미노산 2140-2300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P11717
단백질 분자량	274kDa
배송	아이스백