


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항양이온 비의존성 M6Pr (Igf2R) 토끼

Polymab® - P11717

품목 번호: CM0006334



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질 항양이온 비의존성 M6PR (IGF2R) 토끼 재조합 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 리소좀 수송 및 IGF2 신호 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	양이온 비의존성 M6PR (IGF2R) 토끼 PolymAb®
비고/별칭	MPR1; MPR1; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R
종	인간
GeneID (인간)	3482
GeneID	3482
면역원	인간 양이온 비의존성 M6PR (IGF2R) (NP_000867.3)의 아미노산 2140-2300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P11717
단백질 분자량	274kDa
배송	아이스팩