


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항카베올린-1 단클론 항체 - Q03135

품목 번호: CM0008957



소개

인간 카베올린-1(VIP21, CGL3)을 표적으로 하는 마우스 단클론 항체. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 카베올린-1은 캐비올라 막의 주요 구조 구성 요소로, 신호 전달 및 지질 수송에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	카베올린-1 마우스 단클론 항체
비고/별칭	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085
종	인간
유전자ID (인간)	857
유전자ID	857
면역원	인간 카베올린-1(NP_001744.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q03135
단백질 분자량	17 kDa/20 kDa
운송	아이스 팩