


Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Caveolin-1 단일클론 항체 - Q03135

품목 번호: CM0007032



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA용 재조합 Anti-Caveolin-1 Rabbit mAb를 제공하며, 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 교차 반응성을 가집니다. 소포(caveolae) 형성, T세포 활성화 및 Wnt 경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caveolin-1 Rabbit mAb
비고/별칭	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	857
GeneID	857
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 Caveolin-1 (NP_001744.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q03135
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)