


If/Icc 및 Elisa용 항카베올린-1 다클론 항체 - Q03135

품목 번호: CM0016454



소개

인간 카베올린-1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 카베올라, 막 신호전달 및 T세포 활성화 연구에 이상적입니다. SWISS: Q03135.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	카베올린-1 토끼 pAb
비고/별칭	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
종	인간
GeneID (인간)	857
GeneID	857
면역원	인간 카베올린-1(NP_001744.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q03135
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백