


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Caveolin-1 Rabbit Mab (Ko 검증) - Q03135

품목 번호: CM0002869



소개

고특이성 anti-Caveolin-1 토끼 단일클론항체, KO 검증, WB, IHC-P, ELISA에 적합. 사람, 마우스, 랫트 Caveolin-1 검출. 세포소와(caveolae) 생물학 및 신호전달 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Caveolin-1 Rabbit mAb
비고/별칭	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
종	사람
유전자 ID (사람)	857
유전자 ID	857
면역원	사람 Caveolin-1 (NP_001744.2)의 아미노산 1-80을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q03135
단백질 분자량	17kDa/20kDa
배송	아이스백