

웨스턴 블롯용 Anti-Caveolin-2 Rabbit Pab - P51636

품목 번호: CM0021000

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 고품질 anti-Caveolin-2 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트에 반응. 재조합 면역원. 세포막 소포 형성 및 세포 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caveolin-2 Rabbit pAb
비고/별칭	CAV; Caveolin-2
종	인간
GeneID (Human)	858
GeneID	858
면역원	재조합 단백질 인간 CAV2 (NP_001224.1)의 아미노산 1-65에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51636
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백