

Wb, Ihc-P, Elisa용 안티-카베올린 3 다클론 항체 - P56539

품목 번호: CM0030639

소개

인간 카베올린 3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐와 교차 반응하며 예상 밴드 크기는 약 17kDa입니다. 근육막 수리, 카베올라 및 근육 질환 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	카베올린 3 토끼 pAb
비고/별칭	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
종	인간
유전자 ID (인간)	859
유전자 ID	859
면역원	인간 카베올린 3(NP_001225.1)의 아미노산 1-151번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P56539
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백