

항-카베올린-3 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P56539

품목 번호: CM0009449

소개

인간 카베올린-3(P56539)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 카베올라 기능 및 근육 특이 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카베올린-3 토끼 mAb
비고/별칭	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
종	인간
유전자ID (인간)	859
유전자ID	859
면역원	인간 카베올린-3(P56539)의 아미노산 1-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56539
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩