

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cavin2 토끼 다클론 항체 - O95810

품목 번호: CM0021132

소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 항-CAVIN2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 막 곡률 및 동굴소체 생물학에서 동굴소체 관련 단백질 2(cavin-2/PS-p68)의 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAVIN2 토끼 pAb
비고/별칭	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2; CAVIN2
종	인간
유전자 ID(인간)	8436
면역원	인간 CAVIN2(NP_004648.1)의 아미노산 325-425 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95810
단백질 분자량	47KDa
배송	아이스팩