


Wb, Elisa용 항-Cbfa2T3 토끼 다클론 항체 - O75081

품목 번호: CM0015334



소개

WB 및 ELISA용 전사 보인자

CBFA2T3(ETO2/MTG16)에 대한 토끼 다클론

항체입니다. 사람, 마우스 및 래트 샘플에서

검증되었습니다. 전사 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CBFA2T3 토끼 pAb
비고/별칭	ETO2; MTG16; MTGR2; ZMYND4; RUNXIT3; CBFA2T3
종	사람
유전자 ID (사람)	863
면역원	사람 CBFA2T3 (NP_005178.4)의 아미노산 593-653에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O75081
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩