

## Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cbfb 토끼 단일클론 항체 - Q13951

품목 번호: CM0012025



### 소개

사람 CBFB (Core-binding factor subunit beta)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. CBF/RUNX 전사 인자 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CBFB Rabbit mAb                                                      |
| 비고/별칭       | CLCD2; PEBP2B                                                        |
| 종           | 사람 (Human)                                                           |
| 유전자 ID (사람) | 865                                                                  |
| 유전자 ID      | 865                                                                  |
| 면역원         | 재조합 단백질/사람 CBFB (NP_001746.1)의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                          |
| 카테고리        | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                                      |
| 응용          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)                                       |
| SWISS       | Q13951                                                               |
| 단백질 분자량     | 22 kDa                                                               |
| 배송          | 아이스 팩 (Ice bag)                                                      |