


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Cbl 폴리클로날 항체 - P22681

품목 번호: CM0013972



소개

사람 CBL (E3 유비퀴틴-단백질 리가제)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 사용합니다. 사람, 쥐, 및 랫트 조직에서 검증되었습니다. 유비퀴틴화, 신호 전달, 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBL Rabbit pAb
비고/별칭	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	867
유전자 ID	867
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 CBL (NP_005179.2)의 아미노산 850-906에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P22681
단백질 분자량	100kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)