


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cbl 토끼 다클로날 항체 - P22681

품목 번호: CM0025759



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 CBL 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 CBL을 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. E3 유비퀴틴 리가제 신호 전달 및 수용체 티로신 키나제 조절 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBL Rabbit pAb
비고/별칭	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
종	인간(Human)
GeneID (인간)	867
GeneID	867
면역원	인간 CBL (NP_005179.2)의 아미노산 850-906 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P22681
단백질 크기	100kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)