

Wb, Elisa용 Anti-Cblb 토끼 다클로날 항체 - Q13191

품목 번호: CM0024299



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 CBLB (Cbl-b, RNF56)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 CBLB를 검출합니다. 면역 수용체 신호 전달을 조절하는 E3 유비퀴틴 리가제이며, 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBLB Rabbit pAb
비고/별칭	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
종(Species)	Human
GeneID (인간)	868
GeneID	868
면역원(Immunogen)	인간 CBLB (NP_001308717.1)의 아미노산 883-982 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13191
단백질 분자량(Protein Weight)	109kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)