


Wb, Elisa용 Anti-Cblc 토끼 다클로날 항체 - Q9Ulv8

품목 번호: CM0025575



소개

사람 CBLC (E3 유비퀴틴-단백질 리가제 CBL-C)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스와의 교차 반응성을 확인하며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유비퀴틴화 및 EGFR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBLC Rabbit pAb
비고/별칭	CBL-3; RNF57; CBL-SL; CBLC
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	23624
유전자 ID	23624
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9ULV8
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백