

Wb 및 Elisa용 Anti-Cbll1 토끼 다클론 항체 - Q75N03

품목 번호: CM0017644

소개

E3 유비퀴틴 연결효소인 인간 CBL1(HAKAI/RNF188)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화 및 m6A 메틸화 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBL1 토끼 pAb
비고/별칭	HAKAI; RNF188; CBL1
종	인간
유전자 ID(인간)	79872
면역원	인간 CBL1(NP_079090.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q75N03
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩