

Anti-Cbp80 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q09161

품목 번호: CM0017481



소개

Western blot, IHC-P, ELISA용 CBP80 (NCBP1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체. 인간 및 마우스에서 검증됨. CBP80은 mRNA 처리 및 수출에 관여하는 캡 결합 복합체의 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBP80 Rabbit pAb
비고/별칭	NCBP; Sto1; CBP80
종	인간
유전자 ID	4686 (인간)
면역원	인간 CBP80 (NP_002477.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q09161
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백