


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cbr1 토끼 단일클론 항체 - P16152

품목 번호: CM0007140



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 CBR1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 이물질 대사 및 프로스타글란딘 합성에 관여하는 카보닐 리덕타제 1을 표적으로 합니다. 연구 및 진단 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBR1 Rabbit mAb
비고/별칭	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	873
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P16152
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백