


Anti-Cbr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16152

품목 번호: CM0027810



소개

인간 CBR1 (카르보닐 환원효소 [NADPH] 1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 샘플과 반응함. 카르보닐 대사 및 약물 해독 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CBR1 토끼 pAb
비고/별칭	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
종	인간
GeneID (인간)	873
GeneID	873
면역원	재조합 단백질 인간 CBR1 (NP_001748.1)의 아미노산 1-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16152
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백