


Wb용 항-Cbr1 토끼 다클론 항체 - P16152

품목 번호: CM0022013



소개

인간 CBR1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 넥아웃 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 CBR1을 검출하며 카보닐 환원, 약물 대사 및 프로스타글란딘 합성 연구에 사용됩니다. 분자량은 약 30 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CBR1 토끼 pAb
비고/별칭	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; R1
종	인간
유전자ID (인간)	873
유전자ID	873
면역원	인간 CBR1 (NP_001748.1)의 아미노산 1-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16152
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백