


Wb, Elisa용 Anti-Cbr4 토끼 다클로날 항체 - Q8N4T8

품목 번호: CM0030983



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 CBR4 (SDR45C1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. CBR4는 지방산 생합성 및 퀴논 독성 제거에 관여하는 미토콘드리아 3-옥소아실-[ACP] 환원효소입니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBR4 Rabbit pAb
비고/별칭	SDR45C1; CBR4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84869
유전자 ID	84869
항원(Immunogen)	인간 CBR4 (NP_116172.2)의 아미노산 1-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q8N4T8
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)