

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Cbs Rabbit Polyclonal Antibody - P35520

품목 번호: CM0013695



소개

WB, IF-P, ELISA용 CBS Rabbit pAb. 인간, 마우스, 래트의 61 kDa cystathionine beta-synthase를 검출합니다. 호모시스테인 대사 및 황화수소 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CBS Rabbit pAb
비고/별칭	CBSL; HIP4; CBS
종	인간
GeneID (인간)	875
GeneID	875
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35520
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백