


Wb, Elisa용 Anti-Cbx1 폴리클로널 항체 - P83916

품목 번호: CM0020328



소개

Anti-CBX1 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA를 통해 인간, 마우스, 쥐 샘플의 HP1 베타를 검출합니다. 면역원은 N-말단 아미노산 1-100에 걸쳐 있습니다. 단백질 분자량은 21 kDa입니다. 후성유전학적 이색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)