


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cbx1/Hp1 Beta 단클론 항체 - P83916

품목 번호: CM0006281



소개

인간 CBX1/HP1 beta (HP1 β)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 후성유전적 억제에 관여하는 21kDa 헤테로크로마틴 단백질을 검출. 염색질 및 후성유전학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBX1/HP1 beta 토끼 mAb
비고/별칭	CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta
종	인간
유전자 ID (인간)	10951
면역원	인간 CBX1/HP1 beta (NP_006798.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P83916
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백