


Wb용 항-Cbx7 다클론 항체 - O95931

품목 번호: CM0022903



소개

인간 CBX7을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 응용 분야에서 검증되었습니다. 28kDa에서 밴드를 검출합니다. 폴리콤 그룹 매개 전사 억제 및 암 후성유전학 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CBX7 토끼 pAb
비고/별칭	CBX7
종	인간
유전자ID (인간)	23492
유전자ID	23492
면역원	인간 CBX7 (NP_783640.1)의 아미노산 162-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	O95931
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스백