


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cbx8 폴리클로날 항체 - Q9Hc52

품목 번호: CM0030228



소개

WB, IHC-P, ELISA 적용을 위한 CBX8 (Chromobox protein homolog 8) 표적 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트에서 검증됨. 재조합 면역원. 염색질 및 후생유전학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBX8 Rabbit pAb
비고/별칭	PC3; RCI; CBX8
종	인간
유전자 ID (인간)	57332
유전자 ID	57332
면역원	재조합 단백질; 인간 CBX8 (NP_065700.1)의 아미노산 80-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC52
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백