

Anti-Ccar2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, And Elisa - Q8N163

품목 번호: CM0026957



소개

CCAR2 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스 및 쥐 CCAR2(DBC1)와 반응합니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원. 세포사멸, 전사 조절 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CCAR2 Rabbit pAb
비고/별칭	DBC1; DBC-1; NET35; p30DBC; p30 DBC; KIAA1967; CCAR2
종	인간
유전자 ID (인간)	57805
유전자 ID	57805
면역원	인간 CCAR2 (NP_066997.3)의 아미노산 654-923에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8N163
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스백