

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ccbl1 폴리클로날 항체 - Q16773

품목 번호: CM0029080



소개

CCBL1 (Kynurenine--oxoglutarate transaminase 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 트립토판 대사 및 시스테인 결합 베타-리아제 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCBL1 Rabbit pAb
비고/별칭	GTK; KATI1; KATI; CCBL1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	883
GeneID	883
면역원(Immunogen)	인간 CCBL1 (NP_001116144.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16773
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백