


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ccdc124 폴리클론항체 - Q96Ct7

품목 번호: CM0017235



소개

리보솜 휴면 및 세포질 분열 조절자인 인간 CCDC124를 표적하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 세포 주기 및 번역 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCDC124 Rabbit pAb
비고/별칭	Lso2; oxs1; CCDC124
종	인간
유전자 ID (인간)	115098
유전자 ID	115098
면역원	재조합 단백질 인간 CCDC124 (NP_612451.1)의 아미노산 1-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96CT7
단백질 무게	26kDa
배송	아이스백