


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ccdc124 폴리클로날 항체 - Q96Ct7

품목 번호: CM0013863



소개

CCDC124 (Lso2, oxs1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트에 대한 WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 표적은 리보솜 휴면 및 세포질 분열에 관여함. 분자량 26kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCDC124 Rabbit pAb
비고/별칭	Lso2; oxs1; CCDC124
종	인간
GeneID	115098
면역원	인간 CCDC124 (NP_612451.1)의 아미노산 1-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96CT7
단백질 무게	26kDa
배송	아이스백