

Wb, Elisa용 Anti-Ccdc137 폴리클로널 항체 - Q6Pk04

품목 번호: CM0023106

소개

CCDC137 Rabbit pAb는 인간 코일드-코일 도메인 함유 단백질 137을 표적으로 하는 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염색체 관련 단백질 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCDC137 Rabbit pAb
비고/별칭	RaRF, CCDC137
종	인간(Human)
GeneID (인간)	339230
GeneID	339230
면역원	인간 CCDC137 (NP_954981.1)의 아미노산 213-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q6PK04
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)