


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ccdc47 폴리클로날 항체 - Q96A33

품목 번호: CM0014503



소개

PAT/MPT 복합체의 주요 서브유닛인 CCDC47에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 소포체 단백질 삽입 및 칼슘 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCDC47 Rabbit pAb
비고/별칭	THNS; GK001; MSTP041; CCDC47
종	인간(Human)
GeneID (인간)	57003
GeneID	57003
면역원	인간 CCDC47 (NP_064583.2)의 아미노산 224-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96A33
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)