

Wb 및 Elisa용 Anti-Ccdc50 토끼 다클로날 항체 - Q8Ivm0

품목 번호: CM0018992



소개

CamelBio의 CCDC50 토끼 pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 CCDC50 (YMER)을 인식합니다. EGFR 신호 전달 및 세포질 단백질 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCDC50 토끼 pAb
비고/별칭	YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	152137
면역원(Immunogen)	인간 CCDC50 (NP_777568.1)의 아미노산 10-147에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8IVM0
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)