

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Ccdc6 다클론 항체 - Q16204

품목 번호: CM0023735

소개

인간 CCDC6에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 종양학 및 세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCDC6 토끼 pAb
비고/별칭	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
종	인간
유전자ID	8030 (인간)
면역원	인간 CCDC6 (NP_005427.2)의 아미노산 55-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16204
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백