

Anti-Ccdc61 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y6R9

품목 번호: CM0018695



소개

사람 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 CCDC61 토끼 다클로날 항체입니다. 중심체 단백질 연구, centriole 응집 및 미세소관 고정 연구를 위한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCDC61 Rabbit pAb
비고/별칭	VFL3; hVFL3; CCDC61
종(Species)	사람(Human)
Gene ID (Human)	729440
Gene ID	729440
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 CCDC61 (NP_001073871.1)의 아미노산 352-531에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q9Y6R9
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)