

Wb, Elisa용 Anti-Ccdc88A (Girdin) 폴리클로날 항체 - Q3V6T2

품목 번호: CM0022035



소개

웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-CCDC88A (Girdin) 폴리클로날 항체로, 인간 CCDC88A/Girdin (UniProt Q3V6T2)을 표적합니다. 세포 이동, EGFR 신호 전달, 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCDC88A Rabbit pAb
비고/별칭	APE; GIV; GRDN; PEHO; HkRPI; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
종	인간
GeneID (인간)	55704
GeneID	55704
면역원	인간 CCDC88A (NP_001129069.1)의 아미노산 1571-1870에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q3V6T2
단백질 분자량	216kDa
배송	아이스백